



MELAG FOLIENHALTER FÜR AUTOKLAVEN

passend für 22L-Geräte von MELAG

Artikelnummer: 200107

Hersteller: Melag

UVP: 130,00 €

Preis: 116,67 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Folienhalter von MELAG passt zu allen 22-Liter-Autoklaven des Herstellers mit 45 Zentimeter tiefem Kessel. Der Folienhalter ermöglicht das senkrechte Sterilisieren von eingesiegeltem Sterilisiergut. Dadurch werden für die Folien bessere Trocknungsergebnisse erzielt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate