



MELAG FOLIENHALTER FÜR MELAQUICK

für verpackte Instrumente

Artikelnummer: 200026

Hersteller: Melag

UVP: 229,00 €

Preis: 199,83 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Folienhalter von MELAG ist für den Einsatz im MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p konzipiert. Der Halter bietet hierbei Platz für bis zu drei in Folien verpackte Instrumente. Der Halter sorgt so für Ordnung und Sicherheit des vorbereiteten Instrumentariums während des Aufbereitungsprozesses.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate