



MELAG GLEITSCHIENE KOMFORT FÜR CLINICLAVE 45 SERIE

für einfachere Be- und Entladung

Artikelnummer: 200281

Hersteller: Melag

Preis: ab 438,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Gleitschiene "Komfort" ersetzt die im Standardlieferumfang enthaltene Gleitschiene "Standard". Mit dieser Aufrüstung ermöglichen Sie das Einhängen des Beladewagens an die Gleitschiene in der Sterilisierkammer. Mit dem separat erhältlichen Chargengleiter schieben Sie Ihre Container ohne Kraftaufwand vom Beladenwagen in die Kammer.

Nur in Verbindung mit dem Beladungssystem (Schubhaken, Transportwagen und Chargengleiter) zu verwenden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45;Cliniclave 45 M

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate