



## MELAG HALTERUNG A PLUS FÜR 18 LITER STERILISATOREN

für 5 Tablettts oder 3 MELAstore Box 100, Nachfolger zu ME82660

Artikelnummer: 200007

Hersteller: Melag

UVP: 191,00 €

**Preis: 172,80 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Halterung A Plus von MELAG ist kompatibel mit allen Autoklaven von MELAG, die 35 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 18 Liter Volumen besitzen (Euroklav 29 VS+, Vacuklav 30 B+, Vacuklav 31 B+, Vacuklav 40 B+, Vacuklav 41 B+). Das Gestell fasst bis zu fünf Standard-Tabletts oder bis zu drei MELAstore Boxen 100 und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 5 Tablett;3 MELAstore Box 100