



MELAG HALTERUNG A PLUS FÜR 22-LITER STERILISATOREN

für 5 Tablettts oder 3 MELAstore Box 100, Nachfolger zu ME82670

Artikelnummer: 200258

Hersteller: Melag

UVP: 191,00 €

Preis: 172,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Halterung A Plus von MELAG ist kompatibel mit allen Autoklaven von MELAG, die 45 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 22 Liter Volumen besitzen (Euroklav 23 VS+, Vacuklav 24 B+, Vacuklav 23 B+, Vacuklav 44 B+, Vacuklav 43 B+). Das Gestell fasst bis zu fünf Standard-Tabletts oder bis zu drei MELAstore Boxen 100 und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 5 Tablette;3 MELAstore Box 100