



MELAG HALTERUNG D PLUS FÜR 18 LITER STERILISATOREN

für 2 schmale Tablettts und 2 MELAstore Box 200

Artikelnummer: 200335

Hersteller: Melag

UVP: 184,00 €

Preis: 166,47 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Halterung D Plus von MELAG ist kompatibel mit allen Autoklaven von MELAG, die 35 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 18 Liter Volumen besitzen (Euroklav 29 VS+, Vacuklav 30 B+, Vacuklav 31 B+, Vacuklav 40 B+, Vacuklav 41 B+). Das Gestell fasst zwei MELAstore Boxen 200 und zusätzlich zwei schmale Tablettts und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 2 schmale Tablett;2 MELAstore Box 200