



MELAG HALTERUNG D PLUS FÜR 22 LITER STERILISATOREN

für 2 schmale Tablettts und 2 MELAstore Box 200

Artikelnummer: 200014

Hersteller: Melag

UVP: 184,00 €

Preis: 166,47 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Halterung D Plus von MELAG ist kompatibel mit allen Premium-Autoklaven von MELAG, die 45 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 22 Liter Volumen besitzen (Euroklav 23 VS+, Vacuklav 24 B+, Vacuklav 23 B+, Vacuklav 44 B+, Vacuklav 43 B+). Das Gestell fasst bis zu zwei MELAstore Boxen 200 und zusätzlich zwei schmale Tablettts und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 2 schmale Tablett;2 MELAstore Box 200