



MELAG KOMBI-HALTERUNG D FÜR 18 UND 22 LITER STERILISATOREN

für 5 Tablettis oder 2 Kassetten

Artikelnummer: 200010

Hersteller: Melag

UVP: 191,00 €

Preis: 172,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Kombi-Halterung D von MELAG ist kompatibel mit allen Autoklaven von MELAG, die 35 oder 45 Zentimeter Kesseltiefe aufweisen und 18 oder 22 Liter Volumen besitzen (Euroklav 29 VS+, Vacuklav 30 B+, Vacuklav 31 B+, Vacuklav 40 B+, Vacuklav 41 B+, Euroklav 23 VS+, Vacuklav 24 B+, Vacuklav 23 B+, Vacuklav 44 B+, Vacuklav 43 B+). Das Gestell fasst bis zu fünf Tablettis oder zwei hochkant eingestellte Kassetten und ermöglicht so die gleichzeitige Aufbereitung von großen Mengen Instrumentarium. Die integrierten Gleitclips machen die Benutzung im Praxisalltag besonders komfortabel und einfach.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Euroklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+;Euroklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav

23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 5 Tablette;2 MELAstore Box 200