



MELAG MELASTORE® STERILISATIONSPAPIER, 50X50 CM

Für die optimale sterile Lagerung von Instrumenten-Trays

Artikelnummer: 207936

Hersteller: Melag

UVP: 250,00 €

Preis: 233,33 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Sterilisationsbogenpapier findet vorwiegend Anwendung bei der Verpackung, Sterilisation und optimalen Lagerung von größeren Sterilisiergütern wie Instrumenten- oder Wäschesets. Es bietet eine Alternative zur Verwendung von Sterilisierbehältern. Ihre Größe beträgt 50x50 cm und daher sind sie besonders geeignet für MELAstore Tray 50.

Um einen effizienten Arbeitsablauf sicherzustellen, empfehlen wir die Verwendung einer Kombination aus Sterilisationspapier und Sterilisationstape (separat erhältlich). Das Sterilisationstape, welches mit einem Typ 1 Indikator für die Dampfsterilisation ausgestattet ist, eignet sich hervorragend zum sicheren Verschließen und Fixieren des Sterilisationspapiers.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Sterilisationspapier