



MELAG NETZSICHERUNG 20 A GRL

zum Selbstaustausch bei Geräten der Profi-/S-Klasse sowie MELAquick 12+, 12+p

Artikelnummer: 116185

Hersteller: Melag

Preis: 15,79 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Sicherung ist passend für MELAquick 12+ und 12+ p, Vacuklav 24-B, 30-B, 31-B, 30 B+, 31 B+, 24 BL+, 23 B+, 24 B+, 23-B sowie Euroklav 29V-S, 23 S+, 23 VS+, 29 VS+ und 23V-S. Sollte es einmal zu Betriebsstörungen kommen, die durch eine defekte Sicherung im Gerät ausgelöst werden, kann die nicht funktionsfähige selbst durch eine neue ersetzt werden. Der Praxisalltag kann ohne Unterbrechungen weitergehen, was Zeit und Geld spart.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O