



MELAG NETZSICHERUNG 20 AMP. ZEHNERPACK

zum Selbst austausch beim Autoklaven Typ 25 sowie Cliniclave 25

Artikelnummer: 114601-10

Hersteller: Melag

Preis: 160,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Sicherung ist passend für die MELAG Autoklaven Typ 25 und Cliniclave 25. Sollte es einmal zu Betriebsstörungen kommen, die durch eine defekte Sicherung im Gerät ausgelöst werden, kann die nicht funktionsfähige selbst durch eine neue ersetzt werden. der Praxisalltag kann ohne Unterbrechungen weitergehen, was Zeit und Geld spart.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP