



## **MELAG TÜRDICHTUNG FÜR HEIßLUFT-STERILISATOR 205**

Originalteil zum Selbsttausch

Artikelnummer: 114957

Hersteller: Melag

**Preis: 55,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für den Heißluftsterilisator 205. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich: Podologie;Tattoo;Veterinär;Labor

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Heißluftsterilisator 255

Material: Silikon