



MELAG TÜRDICHTUNG FÜR VACUKLAV/EUROKLAV STERILISATOREN

passend für alle MELAG Autoklaven der Profi- und S-Klasse

Artikelnummer: 114805

Hersteller: Melag

Preis: 69,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Geräte der Profi- und S-Klasse. Dies schließt die Geräte Vacuclav 30B/30B+, 24B/24B+, 24BL+, 31B/31B+ sowie 23B/23B+ ein, ebenso Euroklav 23 VS+ und 29 VS+. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: Vacuclav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+

Material: Silikon