



MELAG TÜRDICHTUNG MIT DOPPELLIPPE

Originalteil zum Selbstaustausch für MELAquick 12/12+/12+ p

Artikelnummer: 110562

Hersteller: Melag

Preis: 32,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Türdichtung mit Doppellippe von MELAG ist ein Original-Ersatzteil für die Geräte MELAquick 12, MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Praxisalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Silikon