




MELAG UNTERSETZER FÜR EINSATZKÖRBE

passend für MELAquick

Artikelnummer: 200027

Hersteller: Melag

UVP: 126,00 €

Preis: 115,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Unter-setzer für Einsatzkörbe von MELAG wurde für die Verwendung mit MELAquick 12+ und MELAquick 12+ p konzipiert. Der Unter-setzer dient hierbei der besseren Abkühlung der Instrumentenkörbe nach der Sterilisation. Dadurch erleichtert der Unter-setzer den Praxisalltag und ermöglicht einen schnellen Wiedereinsatz der Instrumente. Der Unter-setzer wird auf die Arbeitsfläche gestellt. Zum Abkühlen der Instrumente nach der Sterilisation kann der Universalkorb oder der Träger mit Rundhalterungen/ISO-Adaptern auf den Unter-setzer gestellt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: MELAquick 12+;MELAquick12+ p

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate