



MELAG VERSCHLUSSSTOPFEN

zur Entleerung des Vorratsbehälters

Artikelnummer: 111012

Hersteller: Melag

Preis: 16,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Verschlussstopfen von MELAG wird verwendet, um den Abwassertank zu verschließen. Bei Erreichen des Maximalstandes im Vorratstank wird eine Meldung ausgelöst und der Tank muss durch Lösen des Stopfens auf dem Ablassschlauch geleert werden. Nach Ablassen des Wassers wird der Stopfen wieder aufgesteckt und das Gerät ist wieder einsatzbereit. Sollte der Verschlussstopfen aus Verschleiß- oder anderen Gründen einmal zu ersetzen sein, ist das mit diesem Original-Ersatzteil möglich. Der Selbstaustausch ist leicht zu bewerkstelligen, das Gerät ist wieder voll einsatzfähig und es entstehen keine Arbeitsunterbrechungen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Passend für Sterilisator: Vacuclav 29 VS+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 41 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 43 B+