



TRANSPORTWAGEN FÜR TUTTNAUER D-SERIE

für 3870ELC-G oder 5075ELC-G

Artikelnummer: 206951

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Der Transportwagen mit Rollen wird für die einfache und unkomplizierte Beladung der Tischgeräte genutzt. Der flexibel bewegbare Wagen erleichtert die Beladung des Autoklaven mit schwerer Beladung. Die Beladung kann auf dem passenden Beladewagen gepackt und dann mithilfe des Transportwagens direkt an die Kammer und dort in den Autoklaven geschoben werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Belade-/ Transportwagen

Fachbereich: Labor;Pharma