



\*Abbildung ähnlich

## TUTTNAUER TÜRDICHTUNG FÜR 3870HSG-D

zum schnellen Selbstaustausch

Artikelnummer: 206741

Hersteller: Tuttnauer

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Diese Türdichtung ist kompatibel mit dem Sterilisator 3870HSG-D von Tuttnauer. Das Original-Ersatzteil ist aus blauem Silikon und besitzt eine Nut, die perfekt in die Tür des Gerätes passt. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Arbeitsalltag muss nicht unterbrochen werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Farbe: blau

Passend für Sterilisator: 3870HSG-D