



VALIDIERUNG / RE-VALIDIERUNG THERMODESINFEKTOR

Service für Ihr Gerät, inkl. Anfahrt

Artikelnummer: 201183.00008

Name der Variante: Re-Valid. Thermodesinfektor

Hersteller: SteriTech

Preis: 703,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Warum eine Validierung durchführen lassen? Zur Aufrechterhaltung gleichbleibender Qualität bei der Aufbereitung von Medizinprodukten muss der Aufbereitungsprozess im Rahmen der Qualitätssicherung regelmäßig validiert werden. Die Anforderungen an eine solche Validierung sind hoch. Es müssen in Deutschland geltende Gesetze, Leitlinien und Normen eingehalten werden sowie spezifische Anforderungen der Behörden in einzelnen Bundesländern beachtet werden. Dies gilt sowohl für Sterilisatoren als auch für Thermodesinfektoren und Siegelgeräte.

Wie läuft eine Validierung ab? Der Validierungsservice wird deutschlandweit ausgeführt, je nach Region von Steri-Tech selbst oder einem zuverlässigen

Servicepartner. An Ihrem Gerät werden eine Abnahmebeurteilung, eine Betriebsqualifikation sowie eine Prozessqualifikation durchgeführt. Für die Aufzeichnung der Prozessparameter werden kalibrierte Messmittel der neusten Generation verwendet. Nachfolgend erhalten Sie einen umfassenden Validierungsbericht, der als Nachweis der erfolgreichen Validierung gilt.

Wie oft muss eine Validierung gemacht werden? Die Prozessvalidierung wird in einem jährlichen Intervall vorgenommen.

Was kostet eine Validierung? Die Validierung Ihres Kleinststerilisators beinhaltet die Prüfung eines Programmes. Der Artikelpreis beinhaltet die Anfahrtkosten. Kontaktieren Sie uns gerne, um sich zur Validierungsleistung beraten zu lassen, die individuell zu Ihnen passt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Validierungsleistung

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; OP