



AQUA FREE COMBI-STOPPER VERSCHLUSSKONEN (STERIL), 10 STÜCK

für Germlyser ENT Membranfilter

Artikelnummer: 206331

Hersteller: Aqua free

Preis: 3,70 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Combi-Stopper Verschlusskoneen werden mit dem Membranfilter Germlyser ENT von Aqua free verwendet. Der Membranfilter für HNO-Behandlungseinheiten kann mit den sterilen Verschlusskoneen bei längerer Nichtanwendung (z.B. über Nacht) verschlossen werden. Die Verpackungseinheit beinhaltet zehn Einmal-Verschlusskoneen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: HNO