



## **AQUA FREE GERMLYSER® ENT**

Membranfilter für HNO-Behandlungseinheiten

Artikelnummer: 202670

Hersteller: Aqua free

**Preis: 73,39 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

In HNO-Behandlungseinheiten ist es beispielsweise bei der Spülung des Gehörganges oder für Messungen der kalorischen Reizung erforderlich, dass das verwendete Wasser mikrobiologisch unbedenklich ist. Durch die engen wasserführenden Kanäle kommt es aber zu längeren Wasserstandzeiten und dadurch zu vermehrter Keimbildung. Da thermische oder chemische Desinfektion hier schwer einzusetzen sind, die geforderten Keimzahlgrenzwerte aber dennoch für die Sicherheit der Patienten eingehalten werden sollen, sind Membranfilter ein wirksames Mittel zur Infektionsprävention.

Der Germyser ENT erfüllt diesen Zweck als endständiger Einweg-Membranfilter für HNO-Behandlungseinheiten. Er wird schnell und einfach durch einen Luer-Lock-Verschluss zwischen dem HNO-Handgriff und

dem Düsenansatz installiert und schützt hier effektiv vor wassergebundenen Keimen in der Behandlung. Die 0,2 µm dicke Hohlfasermembran hält alle Wasserkeime zurück, ohne dabei die chemische Zusammensetzung des Wassers zu verändern.

Der Filter hat eine Standzeit von vier Wochen, während Stillstandzeiten wird durch beigelegte sterile Verschlüsse ein hygienischer Schutz gewährleistet. Nach Ablauf der Nutzungszeit kann der Filter umweltgerecht über die Wertstoffsammlung (Kunststoff) entsorgt werden. Das sterile CE-gekennzeichnete Medizinprodukt liefert über die gesamte Einsatzdauer sterilfiltriertes Wasser in konstant hoher Durchflussrate und stört so Behandlungsabläufe nicht. Wasserassoziierte Keime werden zuverlässig zurückgehalten (Sterilfiltration, 7 log-Stufen (Brevundimonas diminuta)).

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 5,6 cm x Ø 1,8 cm

Fachbereich: HNO

Material: Kunststoff

Verbindung: Luer-Lock