



## **BRITA FLOWMETER 100 - 700**

zur Anzeige der Verbrauchsdaten und Tauschtermine

Artikelnummer: 202414

Hersteller: BRITA

**Preis: 67,30 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das BRITA FlowMeter dient der Überwachung von Verbrauchsdaten und Tauschterminen. Das FlowMeter berechnet über den Volumendurchfluss die Restkapazität des Filters und zeigt diese über die Anzeigeeinheit an. So ist man auf den kommenden Filtertausch bestens vorbereitet und kann auch die optimale Wirkweise der Ionentauscher-Patrone überwachen. Das FlowMeter wird mit Klettverschluss schnell und einfach befestigt, das anderthalb Meter lange Kabel ermöglicht eine Anbringung innerhalb dieses Radius' an der Wand, wo die Anzeige komfortabel auf Augenhöhe ausgelesen werden kann. Das FlowMeter ist für den Durchflussbereich von 100 bis 700 Liter/Stunde konzipiert.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 6,2 cm x 6,2 cm x 2,2 cm