



DESTILLIERTES WASSER, 5L-KANISTER

zur Benutzung im stand alone-Autoklaven

Artikelnummer: 201180

Preis: 5,22 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das destillierte Wasser im Fünf-Liter-Kanister kann zusammen mit stand alone-Autoklaven genutzt werden. Darüber hinaus ist es geeignet für Starterbatterien, Haushalt, Hobby und zur Anwendung im Labor. Das Wasser ist entmineralisiert nach VDE 0510. Durch den praktischen Henkel ist der Kanister leicht zu transportieren.

Spezifikation:

Art des Artikels: Destilliertes Wasser