



ENVIROFALK EINZELENTHÄRTER MC-N MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG

anschlussfertig

Artikelnummer: 202675

Hersteller: Envirofalk

Preis: ab 1.090,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Einzelenthärter MC-N mit elektronischer Steuerung von Envirofalk sind anschlussfertige Anlagen zur Wasserenthärtung. Die Enthärter stellen Weichwasser mit einer Resthärte von ca. 0,1 °dH her. Das elektronische Zentralsteuerventil erlaubt eine mengen- oder zeitgesteuerte Regeneration des Wassers. Die Kabinettausführung (GFK-Patrone, Solebehälter, Soleventil, Zentralsteuerventil und Wasserzähler) ermöglichen einen platzsparenden Einbau.

Die Einzelenthärter sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in ihrer maximalen Durchflussleistung (m³/h) bzw. der maximalen Kapazität (m³ x °dH) unterscheiden. Sie verfügen über einen Diagnosemodus und

Historienspeicher mit batteriegepufferter Speicherung der Einstellungen und Werte bei Stromausfall. Der Wechselkontakt dient zur Abschaltung einer Umkehr-Osmose-Anlage während der Regeneration. Außerdem ist die menügeführte Programmierung in vier wählbaren Sprachen möglich (DE, FR, EN, ES).

Spezifikation:

Art des Artikels: Enthärter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 230 V/50 Hz