



## EURONDA AQUAFILTER 1 TO 1

zur Herstellung von demineralisiertem Wasser

Artikelnummer: 200540

Hersteller: Euronda

UVP: 475,00 €

**Preis: 395,68 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Aquafilter 1 to 1 von EURONDA liefert demineralisiertes Wasser für die Sterilisation im Autoklaven. Dazu wird der Filter einfach mit dem Festwasseranschluss und dem Autoklaven verbunden, die automatische Nutzung von demineralisiertem Speisewasser für die Aufbereitung ist so sichergestellt. Ein eigener Stromanschluss ist nicht nötig. Der Filter kann an der Wand angebracht oder freistehend betrieben werden.

Der Filter arbeitet mit dem Ionen-Austauscher-Prinzip. Dies bedeutet, dass Mischbettharze im Filter verunreinigende Ionen (z.B. Calcium, Magnesium) gegen Wasserstoff- und Hydroxidionen austauschen, die sich zum Sterilgut neutral verhalten.

Eine LED-Leuchte zeigt immer die Qualität des produzierten Wassers an und ermöglicht so eine optimale Überwachung des Grenzwertes der Leitfähigkeit im Wasser und einen rechtzeitigen Patronenwechsel.

Hinweis: Die Qualität des aufbereiteten Wassers entspricht der Norm EN 13060 für den Betrieb von Kleinsterilisatoren.

Bitte beachten Sie, dass dieser Filter nur in Kombination mit einem Gerät der Marke Euronda funktioniert.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Filter

Abmessungen Tx Bx H: 14,5 cm x 38 cm x 48 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Gewicht: 6,8 kg

Material: Edelstahl;Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate