



## EURONDA AQUAFILTER 3G WASSERAUFBEREITUNG

zur Herstellung von demineralisiertem Wasser

Artikelnummer: 200405

Hersteller: Euronda

UVP: 549,00 €

**Preis: 480,38 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Euronda Aquafilter 3G produziert auf einfache Weise demineralisiertes Wasser für die Nutzung mit Ihrem Autoklaven und anderen Geräten. Dazu wird er einfach mit Festwasseranschluss und Autoklaven verbunden. Der Aquafilter kann an der Wand montiert werden oder freistehend eingesetzt werden.

Ein Leitfähigkeitsmesser prüft jederzeit die Filterleistung und zeigt über LED den aktuellen Status in unterschiedlichen Farben an. Der Aquafilter beliefert gleichzeitig zwei Autoklaven mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. Sobald der Wasserpegel sinkt, wird der Tank automatisch nachgefüllt. Auf Knopfdruck lässt sich dem Filter auch manuell Wasser für andere Zwecke entnehmen.

Die Wasseraufbereitung findet über das Ionen-Austausch-Prinzip statt, wobei in den Filterkartuschen enthaltenes Mischbettharz verunreinigende Ionen (z.B. Calcium, Magnesium) gegen Wasserstoff- und Hydroxidionen austauscht. Diese verhalten sich zum Gerät und zum Sterilisationsgut neutral und verursachen keine Ablagerungen. Damit beugen Sie dem Verschleiß Ihrer Geräte und Instrumente vor und sorgen für langen Werterhalt. Ein Nachlassen der Filterleistung wird rechtzeitig über eine Leuchte signalisiert, so kann frühzeitig ein Filterwechsel eingeplant werden. Die Mischbettharz-Patronen lassen sich dann schnell und einfach selbst austauschen. Die Qualität des aufbereiteten Wassers entspricht der Norm 13060 für Kleinststerilisatoren. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass dieser Filter nur in Kombination mit einem Gerät der Marke Euronda funktioniert.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Ionenaustauscher

Abmessungen Tx Bx H: 14,5 cm x 39 cm x 45,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Gewicht: 8,8 kg

Garantielaufzeit: 24 Monate