



EURONDA VERBINDUNGSKIT FÜR AQUAFILTER 3G

zum Anschluss von zwei Autoklaven an den Aquafilter 3G

Artikelnummer: 120002

Hersteller: Euronda

Preis: 96,45 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Verbindungskit ist ein Originalteil von Euronda. Es wird dazu genutzt, um den Aquafilter 3G mit zwei Autoklaven zu verbinden. Dadurch können die Geräte mit demineralisiertem Wasser versorgt werden. Das Verbindungskit ermöglicht den schnellen Selbst-Anschluss von zwei Geräten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 14,5 cm x 39 cm x 45,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22

Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Gewicht: 8,8 kg

Garantielaufzeit: 24 Monate