



FILTERKERZE FÜR BRITA PURITY C150 QUELLST-WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE

zur Wasserenthärtung, für Elmasteam-Geräte

Artikelnummer: 201164

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 85,00 €

Preis: 82,88 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Wenn zur Dampfreinigung kalkhaltiges Stadtwasser genutzt wird, besteht schnell die Möglichkeit, dass das Dampfreinigungsgerät verkalkt. Dies wiederum vermindert die Lebenszeit Ihres Gerätes, was nicht wirtschaftlich ist und für die Praxis unnötige Kosten erzeugt. Daher wird bei der Verwendung von kalkhaltigem Stadtwasser seitens Elma zur Verwendung von Brita Filterkartuschen geraten, um langfristig den Wartungsaufwand zu senken und die Serviceintervalle zu verkürzen. Durch die Filterkartusche werden die Wasserhärte und der Mineralstoffgehalt reduziert und das Gerät sowie auch das Reinigungsgut werden langfristig geschont, da sich keine Kalkrückstände

mehr ablagern. Die Filterkerze ist eine Ersatzkartusche für die Wasserenthärtungsanlage Brita purity C150 Quell ST. Die Wasserenthärtung beträgt 1505 Liter bei 10° deutscher Härte. Die Anlage ist durch die Ersatzkartusche in der Praxis schnell wieder einsatzbereit.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Produktionskapazität bei 10°dH: 1505 Liter