



MELAG DICHTUNG FÜR MELADEM

Modelle 40, 47, 55, 56 und 56 M

Artikelnummer: 114278

Hersteller: Melag

Preis: 13,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Dichtungen sind kompatibel mit den Wasseraufbereitungsanlagen MELAdem 40, 47, 55, 56 und 56 M. Die Dichtungen verschließen das Filtergehäuse sicher und garantieren so die optimale Funktionsweise der Wasseraufbereitungssysteme. Der Austausch kann schnell und einfach selbst durchgeführt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Farbe: schwarz

Passend für: MELAdem 40, MELAdem 47, MELAdem 55, MELAdem 56, MELAdem 56 M