



## MELAG MELATEST 60 LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT

Testgerät für die Wasserqualität von Wasseraufbereitungsanlagen

Artikelnummer: 200168

Hersteller: Melag

UVP: 181,00 €

**Preis: 168,22 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Leitwertmesser MELAtest 60 von MELAG dient der Überprüfung von Aquadem. Damit im täglichen Betrieb und bei der Nutzung von demineralisiertem Wasser keine Unregelmäßigkeiten entstehen und möglicherweise die Qualität der Aufbereitung darunter leidet, kann mit MELAtest 60 der Leitwert des genutzten Wassers jederzeit kontrolliert werden. Dazu wird der Leitwertmesser einfach in das zu prüfende Wasser gehalten, auf dem Display wird nach kurzer Wartezeit das Ergebnis der Messung angezeigt.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Garantielaufzeit: 12 Monate