



MELAG MINI-KUGELHAHN 1/8"X4 INKL. EINSCHRAUBUNG

zum Abstellen der VE-Wasserzufuhr

Artikelnummer: 116756

Preis: 32,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Mini-Kugelhahn inklusive Einschraubung ist kompatibel mit MELAdem-Wasseraufbereitungsanlagen. Der Kugelhahn wird zur Absperrung der VE-Wasserleitung von der MELAdem zum Sterilisator genutzt. Der Kugelhahn ist leicht und schnell selbst anschließbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für System: MELAdem 40;MELAdem 47;MELAdem 53;MELAdem 53C;Ionenaustauscher-Patrone;MELAJet