



MELAG MISCHBETTHARZ FÜR MELADEM 40, DOPPELPAK

befüllt, zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 200189

Hersteller: Melag

UVP: 69,00 €

Preis: 62,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Mischbettharz-Ersatzpatronen sind kompatibel mit MELAdem 40. Der Austausch in diesen Wasseraufbereitungssystemen sollte regelmäßig im Rahmen der Wartung stattfinden, um ein dauerhaft optimales Ergebnis bei der Wasseraufbereitung zu gewährleisten. Der Austausch kann schnell und einfach selbst vorgenommen werden.

Hinweis: Wir empfehlen den Wechsel der Dichtung des Filtergehäuses im 2-Jahres-Intervall (Art.-Nr. 114278).

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für System: MELAdem 40