



MELAG WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE MELADEM 47

passend für Premium-,Profi-,S-Klasse Autoklaven und MELAquick 12

Artikelnummer: 200182

Hersteller: Melag

UVP: 1.697,00 €

Preis: 1.448,66 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 47 wird für die Herstellung großer Mengen Aqua dem genutzt. Durch die steigenden Anforderungen an die Hygiene bei der Medizinprodukte-Aufbereitung steigt oft auch das Sterilisationsaufkommen und damit der Bedarf an demineralisiertem Wasser. Dieser Bedarf wird durch MELAdem 47 ausreichend und wirtschaftlich gedeckt. In MELAdem 47 wirkt das Prinzip der Umkehr-Osmose, die eine besonders umweltfreundliche Methode der Wasseraufbereitung darstellt. Pro Stunde erzeugt die Wasseraufbereitung ungefähr drei Liter demineralisiertes Wasser, damit können auch mehrere MELAG-Autoklaven gleichzeitig versorgt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Osmoseanlage

Abmessungen Tx Bx H: 18 cm x 40 cm x 46 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Gewicht: 6 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Volumen Wassertank: 10,5 Liter