



## MELAG WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE MELADEM 56 M

passend für MELAG Cliniclave 45 M/MD

Artikelnummer: 200037

Hersteller: Melag

UVP: 2.553,00 €

**Preis: Auf Anfrage**

### **Beschreibung:**

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 56M wurde speziell für die Versorgung der Magnum-Geräte der Cliniclave-Serie (Cliniclave 45 M und 45 MD) mit demineralisiertem Wasser konzipiert. Hierzu wird er direkt an den Autoklaven angeschlossen und dieser wird automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser gespeist. In MELAdem 56 M wirkt das Prinzip der Umkehr-Osmose, die eine besonders umweltfreundliche Methode der Wasseraufbereitung darstellt. Die Anlage erfüllt die Anforderungen der EN 1717 zum Trinkwasserschutz. Der Einbau der Wasseraufbereitungsanlage kann bequem im Unterschrank des Cliniclave erfolgen. Somit ist die Anlage nicht im Weg, was der Sicherheit Ihres Personals zugutekommt.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
[www.steri-shop.de](http://www.steri-shop.de)  
[info@steri-shop.de](mailto:info@steri-shop.de)

Art des Artikels: Osmoseanlage

Abmessungen Tx Bx H: 70 cm x 50 cm 48,1 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Leistung: 40 W

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45 M; Cliniclave 45 MD

Gewicht: 26 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate