



MELAG WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE MELADEM 56

passend für MELAG Cliniclave 45

Artikelnummer: 200036

Hersteller: Melag

UVP: 2.277,00 €

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 56 wird zur Herstellung von Aqua dem für die Groß-Autoklaven der Cliniclave-Serie genutzt. Hierzu wird er direkt an den Autoklaven angeschlossen und dieser wird automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser gespeist. In MELAdem 56 wirkt das Prinzip der Umkehr-Osmose, die eine besonders umweltfreundliche Methode der Wasseraufbereitung darstellt. Pro Stunde erzeugt die Wasseraufbereitung ungefähr sieben Liter demineralisiertes Wasser, dieses kann im mitgelieferten Vorratsbehälter mit einem Volumen von 20 Litern gespeichert werden. Der Einbau der Wasseraufbereitungsanlage kann bequem im Unterschrank des Cliniclave erfolgen. Somit ist die Anlage nicht im Weg, was der Sicherheit Ihres

Personals zugutekommt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Osmoseanlage

Abmessungen Tx Bx H: 17,3 cm x 50 cm x 44,4 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Leistung: 40 W

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Passend für Sterilisator: Cliniclave 45

Gewicht: 18 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Volumen Wassertank: 13 Liter