



MELAG ZUSÄTZLICHER SENSOR MIT KABEL FÜR WASSERSTOPP

inkl. Y-Abzweigstecker

Artikelnummer: 200167

Hersteller: Melag

UVP: 84,00 €

Preis: 78,40 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Bei der Installation mehrerer Geräte an einem Wasserstopp Ventil empfiehlt sich der Einsatz eines zusätzlichen Sensors. Der Lieferumfang dieses MELAG Sensors umfasst ein Sensorkabel mit 5 m Länge und einen Y-Abzweigstecker.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör