



## **RFQ REINIGUNGSPISTOLEN-SET "ULTIMATE"; FÜR VE-/TRINKWASSER**

Edelstahl-Schnellverschlusskupplung, autoklavierbar bis 134°C

Artikelnummer: 201362

Hersteller: RfQ

**Preis: ab 826,38 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Reinigungspistole "HighTech" von RFQ dient dem Ausspülen von verschmutzten Medizinprodukten mit kaltem VE-Wasser bzw. Trinkwasser bis 0,5 Mpa (=5bar) zur Aufbereitung im reinen und unreinen Bereich. Das Set beinhaltet neben der Pistole mit Edelstahl-Schnellverschlusskupplung weiteres Zubehör, das präzises Arbeiten ermöglicht. Die Pistole ist zerleg- und dadurch sterilisierbar, was sie für die Verwendung im OP-Bereich qualifiziert. Die Pistole ist bis 134°C autoklavierbar und RDG-tauglich. Diese Reinigungspistole ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 nach MDR.

Hinweis: Es handelt sich um eine Sonderanfertigung, Rücknahme oder Umtausch sind daher ausgeschlossen.

Hinweis: Voraussetzung für die einwandfreie Funktion ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Reinigungspistole

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Edelstahl

Validierbarkeit: validierbar