



## **STERI-TECH LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT ANDIG2 MIT ANGESCHRAUBTER MESSZELLE**

mit analoger und digitaler Anzeige

Artikelnummer: 206721

Hersteller: SteriTech

**Preis: 322,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das Leitfähigkeitsmessgerät AnDig2 ist ein Anzeigegerät zur Leitfähigkeitskontrolle von Reinstwasser. Das Gerät verfügt sowohl über eine analoge als auch eine digitale Anzeige. Der Messbereich des Gerätes reicht von 0 bis 200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , der Messzellenfaktor beträgt  $C=0,6$ . Das AnDig2 verfügt über eine angeschraubte Messzelle  $\frac{3}{4}$ " innen/außen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O