



STERI-TECH LEITFÄHIGKEITSMESSGERÄT LED 5

mit 5 Leuchtdioden

Artikelnummer: 206722

Hersteller: SteriTech

Preis: 171,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Leitfähigkeitsmessgerät LED 5 ist ein Anzeigegerät zur Leitfähigkeitskontrolle von Reinstwasser. Das Gerät verfügt über ein Einschraubgewinde $\frac{3}{4}$ " sowie den Messzellenfaktor $C=0,1$. Die fünf Leuchtdioden zeigen über Farben den Leitwert zuverlässig an. Die ersten beiden Stufen, unter 3 sowie von 3 bis 5 $\mu\text{S}/\text{cm}$, werden über grüne LEDs angezeigt, die nächsten beiden, von 5 bis 10 sowie von 10 bis 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$, von gelben und die letzte Stufe ab einem Leitwert von über 15 $\mu\text{S}/\text{cm}$ von einer roten LED. Das Ampelprinzip dieser LEDs ermöglicht einen schnellen Überblick über die aktuelle Leitfähigkeit des genutzten Wassers auf einen Blick. Die Sensorlänge des Leitfähigkeitsmessgeräts beträgt 27 mm.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Leitfähigkeitsmessgerät

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O