



WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE BRITA PURITY C150 QUELL ST

zur Wasserenthärtung, für Elmasteam-Geräte

Artikelnummer: 200948

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

UVP: 290,00 €

Preis: 272,53 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Wenn zur Dampfreinigung kalkhaltiges Stadtwasser genutzt wird, besteht schnell die Möglichkeit, dass das Dampfreinigungsgerät verkalkt. Dies wiederum vermindert die Lebenszeit Ihres Gerätes, was nicht wirtschaftlich ist und für die Praxis unnötige Kosten erzeugt. Daher wird bei der Verwendung von kalkhaltigem Stadtwasser seitens Elma zur Verwendung von Brita Filterkartuschen geraten, um langfristig den Wartungsaufwand zu senken und die Serviceintervalle zu verkürzen. Durch die Filterkartusche werden die Wasserhärte und der Mineralstoffgehalt reduziert und das Gerät sowie auch das Reinigungsgut werden langfristig geschont, da sich keine Kalkrückstände mehr ablagern.

Die Wasserenthärtungsanlage besteht aus einer Filterkerze (Wasserenthärtung 1505 Liter bei 10°dH), einem passenden Filterkopf, einem Rückschlagventil aus Kunststoff, einem Wandhalter sowie einem Durchflusssensor FlowMeter. Somit ist die Anlage sofort einsatzbereit in Ihrer Praxis.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ionenaustauscher

Abmessungen Tx Bx H: 10,4 cm x 11,7 cm x 41,9 cm

Passend für: Elmasteam 8 med;Elmasteam 8

Produktionskapazität bei 10°dH: 1505 Liter